



CASETES DE POLIPROPILENO

SKC ofrece casetes de 2 y 3 piezas, de sellado seguro, de copa abierta y especiales para diferentes aplicaciones.

Dentro de la línea de casetes que ofrecemos contamos con casetes en 25, 37 y 47 mm de diámetro, de estireno claro, de polipropileno, polipropileno conductivo negro, resistentes a orgánicos, especiales Swinnex, Delrin de copa abierta, de policarbonato, entre otros (ver lista para ordenar). Los Casetes SKC son ligeros fácilmente se ajustan en el porta casetes o dispositivo a usar (ciclón); todos los casetes de la línea SureSeal han sido inspeccionados para cumplir con los requisitos de la prueba de pérdida de vacío de <1" de Hg por 30 segundos cuando se sujete a 24 mmHg de vacío y caída de presión de < 1 psi por 30 segundos cuando se sujete a una presión de 5 psi (para esta línea es indispensable el destapa casetes (225-13-5A).



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
225-8483	Casete polipropileno blanco de 2 secc., 37 mm de diámetro resistente a solventes paq/50
225-45A	Casete polipropileno blanco de 3 secc., 37 mm de diámetro resistente a solventes paq/50
225-308	Casete polipropileno conductivo negro 2 secc., 37 mm de diámetro Paq/50
225-309	Casete polipropileno conductivo negro 3 secc., 37 mm de diámetro, libre de estática ideal para ciclones, Paq/50
225-8496	Casete polipropileno conductivo negro 2 secc., 47 mm de diámetro Paq/16
225-8497	Casete polipropileno conductivo negro 3 secc., 47 mm de diámetro Paq/16



Kit destapa casetes